

Conveen®

Incontinencia Urinaria

La pérdida del control miccional, genera en las personas sensación de inseguridad, problemas higiénicos y dermatológicos, entre otros. Los productos de la línea Conveen®, están desarrollados y especialmente diseñados para solucionar estos trastornos y controlar los diversos tipos de incontinencia urinaria, brindando libertad e independencia.

Conveen®

Bolsa de Pierna



Es discreta y confiable. Compuesta por materiales de alta calidad y resistencia. El tubo anticodamiento permite el libre paso de la orina y su longitud puede regularse.

Código	Descripción	Presentación Comercial
5161	Bolsa recolectora de orina para pierna con válvula anti reflujo y pivote de seguridad, de 500ml de capacidad con tubo de 50 cm de longitud. No estéril.	Caja con 10 juegos

Accesorios

Cintas



Juego de cintas elásticas para ajuste en la pierna, compatibles con cualquier bolsa Conveen®.

Código	Descripción	Presentación Comercial
5050	Juego de dos cintas elásticas ajustables para sujeción de la pierna de bolsa de pierna Conveen®.	Caja con 10 juegos